

測定機器及び試薬変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記検査項目におきまして、測定機器および測定試薬の変更に伴い内容を変更させていただくことに致しましたのでご案内申し上げます。

ご利用の先生方には何卒ご了承の程、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

■実施日及び変更内容

【実施日】2023年12月1日(金)ご依頼分より変更

項目コード	検査項目	検査案内掲載ページ	変更内容	新	現
1834	結核菌群核酸同定 (結核菌-PCR)	P82	測定機器	コバス® 8800 システム	コバス® TaqMan48
			測定試薬	コバス® 6800/8800 システム MTB	コバス TaqMan®MTB
1831	マイコバクテリウムアビウム・ イントラセラー核酸同定 (MAC-PCR)	P82	測定機器	コバス® 8800 システム	コバス® TaqMan48
			測定試薬	コバス® 6800/8800 システム MAI	コバス TaqMan®MAI

※検査方法および基準値等の変更はございません。

以上

検査のご依頼に関するご不明な点やご要望等につきましては、弊社営業担当、
または学術インフォメーションまでお問い合わせ下さい。TEL:075-631-6230

【結果一致率】

●結核菌群/PCR

		従来		
		陰性	陽性	合計
新	陰性	5	0	5
	陽性	0	5	5
	合計	5	5	10

陽性一致率:100.0%
陰性一致率:100.0%
判定一致率:100.0%

●非結核性抗酸菌/PCR(M. アビウム)

		従来		
		陰性	陽性	合計
新	陰性	5	0	5
	陽性	0	6	6
	合計	5	6	11

陽性一致率:100.0%
陰性一致率:100.0%
判定一致率:100.0%

●非結核性抗酸菌/PCR(M. イントラセルラー)

		従来		
		陰性	陽性	合計
新	陰性	5	0	5
	陽性	0	6	6
	合計	5	6	11

陽性一致率:100.0%
陰性一致率:100.0%
判定一致率:100.0%

(自社検討資料)