

## 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

この度、検査委託先(株式会社エスアールエル)より下記検査項目につきまして、採取容器が変更となる旨の連絡を受けましたので、ご案内いたします。

ご利用の先生方には何卒ご了承賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

### 記

#### ■ 検査内容変更項目及び実施日

【対象項目】 別紙参照

【実施日】 2025年 1月 14日 (火)ご依頼分より

以上

検査のご依頼に関するご不明な点やご要望等につきましては、弊社営業担当、または学術インフォメーションまでお問い合わせ下さい。TEL:075-631-6230

## ●変更一覧表

項目コード	検査項目	変更内容	新	現	検査案内掲載ページ	備考
3202	ビタミン B <sub>1</sub>	採取容器	Iv	I4	P10	【変更理由】 遮光対応漏れを防止するため、採取容器を変更  変更により検査案内中ビタミンB <sub>1</sub> の採血後の保存方法にも下記遮光マークを追加させていただきます。  <div style="text-align: center;"><b>遮光</b></div> 直射日光または蛍光灯、紫外線を避けて保存してください。
		検査案内備考欄	Ivの容器に採血し、よく混和させ凍結してご提出下さい。	I4の容器に採血し、よく混和させ凍結してご提出下さい。		
3203	ビタミン B <sub>2</sub>	採取容器	Iv	I4→Ij		
		検査案内備考欄	Ivの容器に採血し、よく混和させ凍結してご提出下さい。	I4の容器に採血し、よく混和させ必ずIj遮光ポリスピッツに移し替え凍結してご提出下さい。		
容器コード <b>Iv</b>			ビタミン測定用遮光採血管			
			容器容量 : 真空採血管 4mL 内容 : EDTA-2Na 6.75mg 貯蔵方法 : 室温 有効期間 : 製造から1年6ヵ月			

※現行容器の在庫分に関しましては、使用期限内であれば2025年1月14日以降も使用可能です。